

KLUGE KLAVIATUREN

Innovationen seit 1876

Anwendung und Ergebnisse:

Jeweils 1 Tropfen **Tro-Fex** mittels Pipette an das Garniertuch geben, wenige Sekunden einwirken lassen. Anschließend einen handelsüblichen Garnierstempel in die Garnierung stecken und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Danach wird der Garnierstempel wieder herausgenommen.

Nachdem der Filz getrocknet ist, ergeben sich folgende Vorteile:

- er ist gegen Feuchtigkeit geschützt
- er wurde mit einem leichtem Gleitmittel behandelt
- das Spiel am Vorderstift sowie am Waagebalkenstift kann sehr genau eingestellt werden

Achtung:

Tro – Fex ist nur geeignet für Tuche, die mit wasserfesten Leimen eingeleimt werden.

Zeitaufwand:

Die komplette Behandlung einer Klaviatur mit **Tro – Fex** dauert ca. 45 Minuten.

Vertrieb:

Der Filz – Optimizer kann direkt bei uns bestellt werden, aber auch bei allen Pianoteile – Händlern in Deutschland (Jahn, Baumgärtel, Meyne).

Kosten:

Die Kosten pro Klaviatur liegen bei ca. 7-8 € ohne Arbeitslohn. Durch das deutliche Reduzieren des Eindrücken einer Klaviatur ergibt sich kein zusätzlicher Arbeitsaufwand.

Weitere Entwicklungen:

Um bei Privatkunden eine schnellere Behandlung vornehmen zu können, bieten wir Messing – Stöpsel an, die erwärmt werden können und den Trocknungsprozess deutlich reduzieren.

Gefahr

Hinweise:

Von Kindern fernhalten Augenkontakt vermeiden. Falls etwas in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen. Sprühnebel nicht einatmen. Intensiver Hautkontakt kann zu Reizungen führen.

Kluge Klaviaturen GmbH Alte Pulvermühle 20 42855 Remscheid

Tel: 02191 – 690280 Fax: 02191 – 6902818

info@kluge-klaviaturen.de www.kluge-klaviaturen.de